

Mikä desinfiointiaine sopii juuri sinun tarpeisiisi?

★★★★ = erittäin hyvin

★★★ = hyvin

★ = välttävästi

Nimi	Koko	Koodi	Laimen-nusohje	Vaikutus-aika	Vaihto-väli	Sopii ultra-ääni-pesuriin	Instru-mentit	Sivel-timet	Pinnat	Teks-tiilit	Iho	Huomioitavaa
Clinibact	1 l	0063058	laimen-nettava	20 min	2-3 pv	✓	★★	★★★★	★★★★			Etenkin pinnoille erittäin suosittu ja edullinen desinfiointiaine. Tensidien ansiosta erittäin hyvä myös siveltimien pesuun. Voi käyttää myös instrumenteille, mutta tensidit saattavat ruostuttaa instrumentteja jos välineitä pitää liuoksessa liian pitkään.
Licoprop	3 l	00105	valmis	10 min	7 pv	✓	★★★★	★★★★	★★			Suosituin desinfiointiaine välinehuoltoon. Hellävarainen instrumenteille. Edullinen ja kätevä käyttää. Täytä desinfiointiallas työviikon alussa ja heitä pois lopussa. Valmis liuos, joten ei tarvitse miettiä sekoitussuhteita.
Licospray	500 ml	001059	valmis				★★★★	★★★★	★★			Kuten Licoprop, mutta suihke on helpompi käyttää pinnoilla. Vain suihkuta ja pyyhi!
Abbrill	1 l	00708	valmis	10 min	30 pv	✓	★★★★					Paras poranterille! Sisältää runsaasti ruosteenestoainetta. Voit käyttää samaa liuosta koko kuukauden!
Erisan Des	500 ml, 3 l	0028127	laimen-nettava	30 min	7 pv	✓	★★	★★★★	★★★★			Etenkin pinnoille sopiva desinfiointiaine. Voi käyttää myös instrumenteille, mutta tensidit saattavat ruostuttaa instrumentteja jos välineitä pitää liuoksessa liian pitkään.
Hydragel	750 ml	0028222	valmis				★★★★					Esikäsitellytuote. Estää lian kuivumisen, kun instrumentteja ei heti pestä. Geelimäinen suihke.
Easydes	735 ml, 5 l	0028183, 0028082	valmis	30 min					★★★★			Käyttövalmis, pesevä desinfiointiaine. Erityisen kätevä pinnoilla.
Desinfek-tol P	500 ml, 5 l	002072, 002132	valmis						★★		★★★★	Laimentamattomana hyvä ihodesinfektiossa ja pyyhittäville pinnoille. Laimennettuna sopii myös vesiporaan.
Desichlor	1 l	002410101	laimen-nettava	30 min	1 pv		★		★★★★			Parhaimmillaan pintojen desinfioidessa puhdistuksessa. Huuhdeltava.
Erisan Oxy	50 kpl	00811650	laimen-nettava	15-30 min	1 pv	✓	★★	★★	★★	★★★★		Erityisen kätevä tekstiilien desinfioidaan pesuun 40-60 asteessa. Välinedesinfektiossa 1 annospussi /1 l vettä= fungisidinen (5 %) liuos. Tällöin 15 min vaikutusaika instrumenteille.
Iloiset Varpaat jalkadesi	250 ml	01160									★★★★	Näppärä kotikäynneillä! Asiakkaan jalkojen lisäksi sopii omien käsiesi puhdistukseen. Raikas, omenan tuoksu! Sisältää ihoa hoitavaa aloe veraa.
Sani-Cloth	200 kpl	698203							★★★★			Alkoholiton kertakäyttöinen puhdistus- ja desinfiointiliina. Ei-invasiivisille lääkinällisille laitteille ja yleisesti pinnoille.
Erisan Etasept	500 ml, 5 l	002027, 002085									★★★★	Sisältää glyserolia, geelimäinen käsihuuhte.
Chemisept G	250 ml	49400	valmis								★★★★	Etanolipohjainen ja väritön ihon antiseptinen aine käytettäväksi ennen kirurgisia toimenpiteitä, injektioita ja pistoja. Hellävarainen iholle.